



Indicaciones, Contraindicaciones y Advertencias de Uso

Indicaciones de Uso

La herramienta de ajuste quiropráctico (CAT) está indicada para su uso en ajustes quiroprácticos. La alta velocidad, baja amplitud (HVLA) ajuste con el CAT reduce la resistencia muscular proporcionando un tratamiento más eficaz que a mano y permite un mayor control.

Advertencias y Contraindicaciones

-  Este dispositivo solo debe ser utilizado por profesionales médicos
-  No lo use sobre o cerca de los ojos
-  No lo use en o cerca de las fracturas
-  No lo use en o cerca de heridas abiertas
-  No lo use sobre o cerca de tejido quemado
-  No lo use en paciente que sufre de osteoporosis severa
-  No lo utilice para ningún otro propósito que el ajuste de las articulaciones o estructuras esqueléticas
-  No utilice sin punta blanda
-  Si el dispositivo está dañado o no está funcionando según las especificaciones; deje de usarlo y póngase en contacto con JTECH Medical

WARNING

CAT EX es un dispositivo de alto empuje y supera la fuerza de empuje del modelo la CAT. CAT EX está diseñado para ser utilizado por médicos cualificados formados en el uso de instrumentos mecánicos de empuje. CAT EX tiene una salida nominal máxima de 52 lb_f.



JTECH Medical
7633 S Main Bldg D
Midvale, UT 84047 USA
Telefono: (385) 695-5000
www.jtechmedical.com



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Floor,
Tower Street, Swatar,
BKR 4013 Malta



CATTM ADJUSTING TOOL

Instrucciones

Instrucciones de Uso

1. Coloque los dedos en la parte inferior del mango inferior con la manija superior de CAT contra la palma de la mano, asegurándose de que el agarre en el dispositivo sea seguro.
2. Ajuste el dispositivo girando la manga de ajuste. (La configuración de fuerza mínima se logra cuando el manguito de ajuste está más cerca de la punta. El ajuste máximo de fuerza se logra cuando el manguito de ajuste se ajusta al primer indicador más cercano al manguito pero no se aprieta contra el alojamiento).
3. Garantizar CAT restablece completamente después de la cocción mediante la liberación de las yemas de los dedos a la posición inicial.
4. Asegúrese de que CAT se restablezca por completo después de disparar soltando las almohadillas para los dedos a la posición inicial.



Instrucciones para Colocar/Quitar la Punta Cervical

Con un movimiento de balanceo, empuje la punta de goma en la base de la punta cervical hasta que esté bien sujeta y no sea difícil de quitar.

Para extraer la punta cervical, tire de la punta mientras la mueve suavemente hacia adelante y hacia atrás hasta que se suelte.



Instrucciones de Limpieza/Desinfección

Limpie la CAT con un paño suave y seco o la toallita desinfectante CaviWipesTM. Use CaviWipes solo según las instrucciones, siguiendo todas las instrucciones y advertencias en el empaque. Permita que el dispositivo se seque antes de su uso.



No sumergir el dispositivo en líquidos o autoclave.

Almacenamiento

Guarde siempre su CAT en un lugar limpio y seco.