

# **CAT**<sup>TM</sup>










## ADJUSTING TOOL

### Indicazioni, Controindicazioni e Avvertenze per l'Uso

#### Indicazioni per l'uso

Lo strumento di regolazione chiropratica (CAT) è indicato per l'uso quando la chiropratica e altri tipi di regolazioni comuni o manipolazioni sono appropriati per il trattamento. L'alta velocità, la bassa ampiezza (HVLA) la regolazione con il CAT riduce la fornitura di resistenza muscolare un trattamento più efficace rispetto a quello manuale e consente un maggiore controllo.

#### Avvertenze e controindicazioni

-  Questo dispositivo deve essere utilizzato solo da professionisti del settore medico
-  Non utilizzare su o vicino agli occhi
-  Non utilizzare su o in prossimità di fratture
-  Non utilizzare su ferite aperte o in prossimità
-  Non utilizzare su o in prossimità di tessuto bruciato
-  Non utilizzare su paziente affetto da grave osteoporosi
-  Non utilizzare per scopi diversi da quelli adeguamento delle articolazioni o strutture scheletriche
-  Non usare senza punta morbida
-  Se il dispositivo è danneggiato o non esegue le specifiche; contenere dispositivo e dei relativi materiali di evitare l'uso continuato e contattare JTECH Medical

#### **WARNING**

CAT EX è un dispositivo ad alta spinta e supera la forza di spinta del CAT. CAT EX è destinato all'uso da parte di medici autorizzati addestrati meccanico utilizzo dello strumento di spinta. Il CAT EX ha una potenza nominale massima di 52 lb<sub>f</sub>.



JTECH Medical  
7633 S Main Bldg D  
Midvale, UT 84047 USA  
Telefono: (385) 695-5000  
[www.jtechmedical.com](http://www.jtechmedical.com)

EC REP

Advena Ltd.  
Tower Business Centre, 2nd Floor,  
Tower Street, Swatar,  
BKR 4013 Malta



# **CAT**<sup>TM</sup> ADJUSTING TOOL

## Istruzione

### Istruzioni per l'uso

1. Mettere le dita sulla parte inferiore del manico inferiore con maniglia superiore di CAT contro il palmo della mano assicurando la presa sul dispositivo è sicuro.
2. Regolare il dispositivo di spinta girando il manicotto di regolazione. (Minimo regolazione della forza si ottiene quando il manicotto di regolazione è più vicino alla punta. Impostazione massima forza è achieved quando il canotto di regolazione è impostato primo indicatore vicino al manicotto ma non serrato contro la custodia.)
3. Prova spinta contro la tua mano e regolare fino a quando viene impostata la spinta desiderata.
4. Assicurarsi che il CAT si reimposti completamente dopo la cottura rilasciando i tasti nella posizione iniziale.



### Istruzioni per Attaccare/Rimuovere la Punta Cervicale

Con un movimento oscillante, spingere la punta di gomma nella base della punta cervicale fino a quando non è saldamente fissata ma non difficile da decollare.

Per rimuovere la punta cervicale, tirare la punta e farla oscillare delicatamente avanti e indietro finché non si rilascia.



### Istruzioni per la Pulizia/Disinfezione

Pulire il CAT con un panno morbido e asciutto o disinfettare CaviWipes<sup>TM</sup> salvietta. Utilizzare CaviWipes solo come indicato, seguendo tutte le istruzioni e avvertenze sulla confezione. Lasciare asciugare il dispositivo prima dell'uso.



Non immergere o autoclave.

### Conservazi

Conservare sempre il vostro (CAT) in una zona pulita, asciutta.